LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIÓN Y PERFORACIÓN CUTÁNEA PIERCING (DECRETO 71/2017, DE 13 DE JUNIO Y MODIFICACIONES)



¿Has hecho ya tu consulta?

LÍNEA GRATUITA 900 215 080 consumoresponde.es consumoresponde@juntadeandalucia.es





Los instrumentos y materiales que se utilicen en las prácticas de tatuajes, micropigmentación y perforación cutánea piercing habrán de estar limpios y desinfectados y en buen estado de conservación. A tal efecto, el establecimiento o instalación, directamente o mediante la contratación con una empresa externa, deberá:

- Contar con un protocolo escrito de limpieza y de desinfección del equipamiento, material e instrumental sanitario que no sea de un solo uso, de acuerdo con las instrucciones de la entidad fabricante. Se tendrán que mantener los registros necesarios para asegurar la trazabilidad de los productos limpiados y desinfectados, que permitan verificar el número de veces que un equipamiento o producto ha sido limpiado y desinfectado. Dichas actuaciones deberán quedar debidamente anotadas en un libro de registro.
- En caso de emplearse material o instrumental no fungible que requiera ser esterilizado, el establecimiento o instalación contará con autoclave a vapor con controles de presión y temperatura y de capacidad suficiente para cubrir sus necesidades. Con el fin de asegurar la correcta esterilización será preciso que:
 - 1) Se disponga de un protocolo de limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental no desechable, validado y actualizado. El protocolo incluirá necesariamente la organización de la actividad, los métodos, los productos utilizados, el listado de elementos a limpiar y esterilizar, la periodicidad, el sistema de registro de la actividad y las responsabilidades del personal.
 - Se realicen controles de garantía del proceso de esterilización, consistentes en un control físico y químico en cada proceso y un control biológico, al menos, una vez al mes, y siempre en función del volumen






de la actividad del establecimiento o instalación, y en todo caso, tras cada operación de mantenimiento y reparación del autoclave. Dichos controles deberán quedar debidamente anotados en un libro de registro.

- 3) Se designe a una persona responsable del procedimiento de esterilización.
- 4) El material a esterilizar sea embolsado o empaquetado previamente a su esterilización y una vez esterilizado para garantizar el uso adecuado del material estéril, y deberá hacerse constar en su embalaje las fechas de esterilización y de caducidad.
- 5) Se disponga de las autorizaciones establecidas en la normativa sectorial que resulte de aplicación si el sistema de esterilización es contratado a una empresa externa debiendo quedar constancia documental de la vinculación entre ambos establecimientos o entidades, de los procedimientos de envío y recepción del material, así como los registros que permitan la trazabilidad del mismo. Dichas actuaciones quedarán incorporadas al correspondiente libro de registro.
- En el supuesto de que el instrumental, por sus características, no pueda ser esterilizado mediante autoclave a vapor, deberá disponer de métodos alternativos de desinfección de alto nivel establecidos en las oportunas guías oficiales para la elaboración de los sistemas de autocontrol higiénico sanitarios.
- El material de un uso único deberá desecharse después de la atención a persona usuaria, sin que sea posible su reutilización.







¿Has hecho ya tu consulta?

LÍNEA GRATUITA 900 215 080 consumoresponde.es consumoresponde@juntadeandalucia.es



